

# Anse à polypectomie froide - EXACTO®



## ➤ DISTRIBUTEUR

<b>LIFE PARTNERS EUROPE</b> 161 avenue Gallieni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : <a href="mailto:life@lifeurope.com">life@lifeurope.com</a> Site Internet : <a href="http://www.lifeurope.com">www.lifeurope.com</a>	<b>Correspondant matériovigilance</b> Responsable qualité Tél. : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : <a href="mailto:quality@lifeurope.com">quality@lifeurope.com</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ➤ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

**Anse froide Exacto®**

L'anse froide Exacto® est conçue pour la résection endoscopique de tous petits polypes.  
 Anse formée de multibrins fins efficace à froid.



**Application :** L'anse froide Exacto® est conçue pour être utilisée sans l'énergie diathermique pour la résection endoscopique de tous petits polypes dans le tractus gastro-intestinal.

Référence	Description	Cathéter		Anse		Type de cordon actif
		Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Brin	
<b>US/00711115</b>	<b>Anse froide</b>	2,4	230	9	Multibrins fins	/

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **10**

Type d'emballage individuel : **Sachet**

Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

Dispositif médical de classe I stérile - Fabriqué par US Endoscopy (USA) - Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086 - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice - Dispositif non pris en charge par les assurances maladies

**Matériaux :**

Gaine de la poignée :	ABS
Cathéter :	Polyéthylène haute densité
Câble conducteur :	Acier inoxydable
Câble de la boucle :	Acier inoxydable
Lubrifiant :	Silicone liquide
Autre :	Alcool

**Présence de :**

Latex :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Produit d'origine animale :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
PVC :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Phtalate et DEHP :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Bisphénol A :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non


**Stérilité :**

Stérile :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Mode de stérilisation :	Oxyde d'éthylène	
Nombre d'utilisations :	Usage Unique	

STERILE	EO
---------	----


**Conservation :**

Conditions de conservation :	Température ambiante contrôlée (15-25°C) Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption :	3 ans

**Autres données :**

Classement GMDN :	17927
Présence d'un code barre :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Référentiel utilisé :	<input type="checkbox"/> HIBC <input checked="" type="checkbox"/> GS1-128
Avec les informations :	
Référence :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
N° de lot :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Date de péremption :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

**Utilisation :**

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice  
 Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice  
 Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

**Fabricant :**

Fabricant :	US Endoscopy
Pays :	Etats-Unis

**Marquage CE :**

Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086  
 Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe II  
 Produit de classe I stérile, selon la règle 5